

DEKA todos los derechos reservados. Con el fin de mejorar los propios productos, la empresa se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.




DATOS TECNICOS

Tipo de láser	Semiconductor
Longitud de onda	808 nm
Potenza	6x1 W (máx.)
Refrigeración localizada	20° C (mín.)
Aspiración modulable	Frecuencia 0.1 ÷ 5 Hz – Duty Cycle 10 ÷ 80%
Alimentación	230 Vac – 3 A (máx) – 50/60 Hz
Dimensiones	120 cm (H) – 48 cm (L) – 60 cm (P)
Peso	40 Kg

APLICACIONES PRINCIPALES

- RELAJAMIENTO CUTÁNEO Y ADIPOSIDAD LOCALIZADA
- ELIMINACIÓN DE TOXINAS
- PIEL DE NARANJA Y ELASTICIDAD CUTÁNEA
- RETENCIÓN HÍDRICA
- PIERNAS PESADAS
- TONIFICAR, EXFOLIAR, REAFIRMAR Y MODELAR



CE
0459



RADIACIÓN LASER INVISIBLE
EVITAR LA EXPOSICIÓN DE LA VISTA
A LA RADIACIÓN DIRECTA O DIFUSA
DEL APARATO LASER DE CLASE 3R
Máx. Potencia láser: 6x1W @ 790 - 800 nm
Clasificado según la EN 60825-1 (2007-02)




www.dekalaser.com



La belleza bajo una nueva luz

DEKA LA CIENCIA DEL BIENESTAR

DEKA es la división médica del grupo El.En. Líder italiano en la producción de aparatos láser. Se fundó en 1981 y opera en más de 40 países en el mundo. La actividad del grupo cubre la mayor parte de las aplicaciones industriales y de las fuentes láser con potencia de hasta 6 kw. DEKA produce aparatos láser según las especificaciones de la Directiva 93/42/CEE y adopta un rígido sistema de gestión de la calidad certificada por  en base a la Normativa ISO9001 EN 46001



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884
info@dekalaser.com



Dermodynamic


OBJETIVO:

Una línea perfecta.

Tri-active es el resultado de una nueva tecnología **DEKA**, basada sobre la acción armónica de tres metódicas distintas, que restablecerán las condiciones normales homeostáticas de la piel. El tratamiento propone afrontar el problema de la celulitis, valiéndose de la acción combinada de un sistema de refrigeración localizado, capaz de reducir rápidamente edemas, de un masaje de aspiración rítmica, que estimula el drenaje linfático, una profunda estimulación láser que favorece la neoangiogénesis de vasos intradérmicos y el restablecimiento del microcirculo arterio-venoso y linfático.

RESULTADO:

Un cuerpo siempre en forma.



Una tecnología evolucionada un modo simple para combatir la celulitis.

Cabezales especiales, estudiados y diseñados ergonómicamente según las distintas exigencias anatómicas, permiten al profesional realizar un tratamiento simple sea generalizado como localizado. El equipo **Tri-Active** tiene excelentes respuestas clínicas en el tratamiento de la celulitis, en la disminución de patologías inflamatorias y en las terapias de soporte a las liposucciones. El protocolo **Dermodynamic**, desarrollado teniendo en cuenta las distintas morfologías, permite una reducción clínicamente comprobable de la celulitis con una disminución de las circunferencias, de la plicometría y un aumento de la elasticidad cutánea. Tales resultados son también comprobables con el uso de termografías.



Celulitis y Método Dermodynamic.

La progresiva acción del masaje y la estimulación sobre los tejidos, conectivo y adiposo, permite reactivar fisiológicamente los mecanismos de eliminación de las toxinas y la oxigenación de los tejidos, produciendo una armonización del tejido conectivo.

1 ESTIMULAR

La acción del láser favorece el microcirculo arterio-venoso, aumentando también el flujo linfático.



2 REFRIGERAR

La crioterapia es capaz de reducir el edema, estimulando una gimnasia vascular en sinergia con el láser.

3 MASAJEAR

La aspiración rítmica estimula el drenaje linfático y determina la movilización de los tejidos, generando una mayor elasticidad de las fibras colágenas.

TECNOLOGIA

única e innovativa para la belleza del rostro.

Un rostro luminoso, suave a pesar de los años. Esto garantiza **Tri-Active**, un tratamiento único que, a través de la innovación exclusiva de **Dermodynamic**, regala una radiante belleza al rostro. Pocos movimientos simples y delicados que dan una extraordinaria sensación de bienestar, estimulando la renovación celular, tonificando la piel dándole un efecto lifting visible. Las líneas del rostro se distienden, las pequeñas arrugas se atenúan, la piel resplandece inmediatamente: queda sedosa, suave y luminosa. Perfecta al tacto y a la vista, bajo cualquier luz.

La mirada se ilumina.

Un visible rejuvenecimiento de la mirada, una nueva expresión radiante y tónica. La zona del contorno de los ojos adquiere un aspecto fresco y juvenil.



Un rostro estupendo.

La atenuación de las arrugas y la intensa acción contra el relajamiento cutáneo llevan a una remodelación del rostro. Un evidente efecto lifting que se irradia desde el escote al cuello, desde el contorno de la boca hasta la zona periocular, gracias a la gama completa de Tips faciales.



Nuevo tono a la piel.

Gracias a la acción estimulante sobre las estructuras colágenas, al profundo efecto anti edema y a la revascularización activa del láser, la piel aparece mas distendida y sedosa, el colorido fresco, luminoso y uniforme.



TRIACTIVE.
UNA TRIPLE ACCIÓN
CONTRA LA CELULITIS.

